

MIROIRS ULTRABRIGHT doctorseyes



Le miroir doctorseyes ULTRABRIGHT sont 3mm face épaisse revêtue d'un revêtement ultra-brillant. Ils sont faites de verre flotté extrêmement plat donnant presque 100% de réflexion. Ils donnent 100% de couleur fidélité, sont résistants à la corrosion et à la chaleur à 300°C. La

poignée en silicone est autoclavable.

Alors que les protocoles habituels pour le nettoyage de tous les soins dentaires instruments s'appliquent, si ces instructions sont suivi et dommage évité, vous devriez obtenir performance de miroir exceptionnelle et durable.

Stérilisation / Désinfection

Il n'est pas nécessaire de stériliser les miroir doctorseyes ULTRABRIGHT dans un autoclave. Suivant nettoyage en profondeur, essuyage avec des désinfectants comme ID 212 forte, BIB forte ou Lysetol est satisfaisant à condition que les instructions du fabricant sont suivis avec précision. Des lois d'hygiène strictes sont en place en Allemagne où

ces miroirs sont fabriqués et allemands les dentistes utilisent les méthodes décrites ci-dessus qui est très efficace sur la surface lisse et lisse.

NE PAS UTILISER DE DÉSINFECTANTS AGRESSIFS OU ACIDES COMME UTILISÉS POUR D'AUTRES INSTRUMENTS.

Instructions d'entretien

les miroir doctorseyes ULTRABRIGHT peuvent être placés dans des stérilisateur à air chaud jusqu'à 180°C, dans des autoclaves jusqu'à 130°C ou des thermodésinfecteurs jusqu'à 105°C.

- La poignée en silicone résiste à la chaleur et n'a pas besoin d'être retirée pour la stérilisation.

- Si nécessaire, éliminez les dépôts avec un chiffon doux.

N'UTILISEZ PAS DE BROSSES, D'ÉPONGES BRUTES OU ÉGRATIGNÉES OU TOUT AUTRE MATÉRIAU BRUT.

- Placez les miroirs dans une solution désinfectante immédiatement après usage et nettoyez immédiatement pour éviter que des dépôts collants ne s'incrustent sur la surface.

- Les miroirs doctorseyes doivent être soigneusement nettoyés avant d'être placés dans le stérilisateur pour éviter les points de «burnin» sur la surface du miroir. Utilisez de l'eau stérile ou de l'eau double stérile (BIDEST) spécifiquement pour une utilisation dans des autoclaves.

- NB ne pas stériliser en feuille

- Attendre que l'autoclave ait complètement terminé son cycle

- Séchez les miroirs immédiatement après leur retrait pour éviter toute tache d'eau.

Le miroir doctorseyes ULTRABRIGHT doit être soigneusement nettoyé avant d'être inséré dans le stérilisateur afin d'éviter les points de brûlure sur la surface du miroir. Utilisez de l'eau stérile ou de l'eau bi-stérile (BIDEST) pour l'autoclave. *Attention* : Ne pas stériliser dans une feuille.

Après l'autoclavage, attendez que l'autoclave ait refroidi comme décrit dans le manuel. Ne retirez jamais le miroir avant que le temps ne se soit écoulé.

Ne laissez pas les rétroviseurs humides après la phase de refroidissement, mais essuyez-les immédiatement pour éviter les taches d'eau brûlées.

IMPORTANT - POUR ÉVITER LES CRUES ET LES RÉSIDUS SUR LES MIROIRS

doctorseyes ULTRABRIGHT doit être nettoyé avec de l'eau distillée fraîche. Si de l'eau du robinet est utilisée, les miroirs doivent être soigneusement séchés par la suite.

Les dépôts de calcaire peuvent brûler dans le revêtement et ne peuvent pas être éliminés par la suite. Les dépôts de craie peuvent également brûler dans la surface pendant la stérilisation en laissant des lignes qui ne peuvent pas être enlevées.

Si un thermodésinfecteur est utilisé, assurez-vous qu'il est détartré régulièrement. Assurez-vous qu'il n'y a pas de résidus durs dans le thermodésinfecteur qui peuvent endommager la surface du verre pendant le cycle, assurez-vous également que les miroirs ne sont pas en contact avec les autres instruments.

Évitez les programmes courts avec des changements de température rapides.